

Méthode RABC, norme EN 14065 Contrôle de désinfection des surfaces

ETUVE EM4 pour lames gélosées

- Couvercle amovible permettant de charger ou de retirer très rapidement les lames par le dessus
- Facile à nettoyer
- Support pour 23 lames gélosées et thermomètre de contrôle livrés d'origine
- Possibilité de régler la température de 5°C au-dessus de l'ambiance, à 44°C
- Dimensions extérieures : 23 x 23 x h.18 cm
- Poids : inférieur à 1,5 kg



Lames gélosées, pliantes, avec neutralisant

- 2 faces Flore Totale / Flore Totale
- Permet de contrôler l'état de désinfection des surfaces de travail, du matériel, des mains, du linge...
- Neutralisant incorporé supprimant l'action des désinfectants et antiseptiques résiduels
- Conditionnement : pack de 20 lames.